

MULETA ALUMÍNIO COMFORT NEGRO CM100

Finalidad:

Las muletas son una ayuda para la movilidad que transfiere el peso de las piernas a la parte superior del cuerpo.

Lo utilizan personas que no pueden utilizar las piernas para soportar su peso, por razones que van desde lesiones de corta duración a discapacidades de por vida.

Características:

Aluminio anodizado + PVC
Empuñadura suave y ergonómica, contera ajustable en ángulo, par, regulable en altura
Peso máximo: Usuarios de hasta 120 kg.
Conteras antideslizantes

Tamaño: 76 a 95 (de la empuñadura al suelo)

Lote: Ver embalaje

Color: Negro

Fecha de fabricación: Ver embalaje

Modelo: CM100

Marca: BMotion

Mantenimiento y almacenamiento:

Utilice un paño húmedo y jabón neutro.

Almacene en un lugar fresco y ventilado. Transporte: evitar la presión fuerte, la luz solar directa, la lluvia o la nieve.

Instrucciones de uso:

Utilícelo para mantener el peso alejado de la pierna o el pie.

1. Ajuste las muletas antes de usarlas. Presione el bloqueo del muelle con el dedo y ajústelas a la altura adecuada. La parte superior de las muletas debe llegar a 2,5 a 5 cm por debajo de sus axilas mientras usted se mantiene erguido. Las empuñaduras de las muletas deben estar a la altura de la línea superior de la cadera. Los codos deben doblarse un poco cuando utilice las empuñaduras. Sujete la parte superior de las muletas firmemente a los lados y utilice las manos para absorber el peso. No deje que la parte superior de las muletas le oprima las axilas.

2. Caminar: Inclínese ligeramente hacia delante y coloque las muletas aproximadamente un pie por delante de usted.

Empiece a caminar como si fuera a utilizar el pie o la pierna lesionados, pero

Deje el peso en las muletas. Su cuerpo se balancea hacia delante entre las muletas. Termine el paso normalmente con la pierna no lesionada. Cuando la pierna no lesionada esté en el suelo, adelante las muletas para preparar el siguiente paso. Sentado: Retroceda hasta una silla robusta. Busque con la mano el asiento de la silla y bájese lentamente.

3. Asegúrate de que las puntas de goma de las muletas están bien apretadas y estables. Si están desgastadas cámbielas inmediatamente.

Imágenes del producto:




Evoluxion Health, Lda

 Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

 +351 925 568 105  export@evoluxionhealth.com

Green Visco Spain, S.L.

 Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

 +34 634 058 47  comercial@greenvisco.com