

## COJINES ANTIESCARAS EV600 – EV605 – EV610 – EV615

**Finalidad:**

Prevención de escaras y, en casos puntuales como ayuda a su tratamiento en personas que pasan largos periodos de tiempo sentadas.

Otras aplicaciones: recuperación postoperatoria y posparto, problemas de columna y coxis, hemorroides y trastornos anorrectales.

Este tipo de cojines dada su variedad de formas es una opción cómoda y versátil para muchas condiciones.

**Características:**

Funda: Tejido de poliéster bielástico con recubrimiento de poliuretano. Este tejido garantiza máxima comodidad e higiene.

Núcleo/Relleno: Fibra hueca rizada y conjugada.

Cintas: Incluye cintas para atar con facilidad la silla de ruedas y otros asientos.

Prevención de escaras. Riesgo – Medio / Bajo

Peso máximo del usuario: 80kg

**Tamaño:**

EV600 – 49 x 45 x 11 cm

EV605 – 49 x 45 x 11 cm

EV610 – Ø49 x 11 cm

EV615 – 49 x 47 x 11 cm

**Lote:** Ver embalaje

**Color:** Negro

**Fecha de fabricación:** Ver embalaje

**Modelo:** EcoSoft

**Ref.:** EV600, EV605, EV610, EV615

**Marca:** Evoluxion

**Mantenimiento y almacenamiento:**

Se puede lavar a mano en agua fría con productos no abrasivos utilizando un delicado. No secar en secadora. Secar en plano; No usar lejía; No planchar.

**Instrucciones de uso:**

Coloca el cojín sobre una superficie firme y estable (silla, sofá o silla de ruedas). No usar en superficies demasiado blandas o inestables, ya que puede afectar su efectividad.

**Imágenes del producto:**

EV600



EV605



EV610



EV615

**Evoluxion Health, Lda**

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105 [✉ export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

**Green Visco Spain, S.L.**

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47 [✉ comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)